

ЛИОФИЛЬНЫЕ СУШИЛКИ FreeZone®

НАСТОЛЬНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ ЛИОФИЛЬНЫЕ
СУШИЛКИ FreeZone® на 1.0, 2.5, 4.5, 6.0, 12.0 и 18.0 л

КАСКАДНЫЕ ЛИОФИЛЬНЫЕ СУШИЛКИ FreeZone® Plus
на 2.5 и 12.0 л

Каскадная система обеспечивает охлаждение до -84°C –
идеальна для вымораживания из растворителей с низкими
точками замерзания (доступна модель и с емкостью
конденсора на 6.0 литров по льду).



НОВЫЕ МОДЕЛИ НАСТОЛЬНЫХ ЛИОФИЛЬНЫХ СУШИЛОК
FreeZone® на 1.0 и 2.5 л

Компактный современный дизайн. Охлаждение конденсора до -50°C .
Модели удобны для работы с небольшими образцами.

НОВАЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ПОЛОЧНАЯ СУШИЛКА

Снабжена тремя большими полками (обогреваемыми/охлаждаемыми
в диапазоне от -20 до $+60^{\circ}\text{C}$) площадью 1355 см^2 каждая.

Возможна установка двух дополнительных полок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ХЛАДАГЕНТ НЕФРЕОНОВОГО ТИПА – ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

В лиофильных сушилках FreeZone® используется невоспламеняемый хладагент,
несодержащий хлорофтороуглеродов (ХФУ). Этот хладагент безвреден для окружающей
среды.

СОВМЕСТИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В зависимости от задач пользователя возможна комплектация системы различными
сушилными камерами и коллекторами для получения сухого продукта в слое, в ампулах, в
колбах и флаконах различных объёмов, в том числе и с укупоркой.

НАПОЛЬНЫЕ 6-ТИ и 12-ТИ ЛИТРОВЫЕ ЛИОФИЛЬНЫЕ СУШИЛКИ

Снабжены встроенным продувочным клапаном, изолирующим конденсор от вакуумного
насоса, что обеспечивает длительную работу без замены масла и продлит срок службы насоса.

**Для приобретения оборудования и получения дополнительной информации
обращайтесь в офис нашей компании**