

Щековая дробилка GLC серии 37

ОПИСАНИЕ

Когда требуется высокая производительность для лабораторий и опытных заводов, заказывайте модель LC-37. Эта сверхмощная установка имеет уникальное устройство, с щекойдвигающейся в вертикальном/горизонтальном направлении для эффективного и быстрого измельчения породы с размером частиц 4"x6"(102x152mm) до 1/16"(1.6mm) со скоростью от 590 до 1300 кг/ч. В стандартный комплект входят загрузочный бункер и защитные кожухи для ремней и шкивов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Размер щеки мм	Максимальный размер образца, мм	Размер образца на выходе, мм	Производи- тельность, кг/ч	Электро- мотор
GLC-37	127×178	101	1,5	590-1300	5 л.с., 220/440В, 3ф, 50/60Гц