

Портативный делитель проб

Нержавеющая сталь,
Ширина щели 6.35 мм (1/4") или 12.7 мм (1/2")



Идеален для сыпучих образцов.

Подходит для использования с порошкообразными химическими веществами, продуктами питания, кормами и другими зернистыми материалами.

Данные портативные делители делят образцы материала на более мелкие порции за один или несколько проходов. Важной особенностью этих делителей является то, что каждая фракция сохраняет свойства исходного образца.

1/4" Делитель образцов

Состоит из собственно делителя и 3 приемных ящиков

12 щелей шириной 6.35 мм и длиной 73.152 мм

Общая длина корпуса	130.0 мм
“ ширина “	133.0 мм
“ высота “	101.5 мм
“ длина ящиков	98.6 мм
“ ширина “	63.5 мм
“ глубина “	52.4 мм

Вес 1 кг

Объем 0.3 литра

½” Делитель образцов

Состоит из собственно делителя и 3 приемных ящиков (с ручками)

12 щелей шириной 12.7 мм и длиной 100.076 мм

Общая длина корпуса	229.0 мм
“ ширина “	216.0 мм
“ высота “	133.5 мм
“ длина ящиков	184.2 мм
“ ширина “	98.6 мм
“ глубина “	120.7 мм

Вес 3 кг

Объем 1.9 литров