

Шаровые мельницы

Идеальный набор шаровых мельниц для лабораторий или опытных заводов

Основная область применения:

- Керамика
- Химикаты
- Косметика
- Лекарственные препараты
- Пластик
- Минералы
- Краска
- Стекло

Особенности:


- Защитная крышка
- Настольные модели
- Регулируемая скорость
- Стекло с защитной блокировкой
- Широкий выбор размольных стаканов
- Широкий выбор размольных шаров
- Таймер (опционально)

Три стандартных модели, каждая с регулятором скорости и электрической защитной блокировкой валиков, которая предотвращает доступ к валикам во время работы мельницы. Все модели работают от сети 220В/1ф/50Гц.

Для моделей 2 и 12 доступен опциональный взрывозащищенный двигатель (не доступен для модели 9).

Доступные также другие, включая многоуровневые, способные вместить до 35л образца.

Таймер – дополнительная опция для всех моделей.



Модели CA2var и CA12var



Модель CA9var

МОДЕЛЬ	МОТОР	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ДЛИНА ВАЛИКОВ	РЕГУЛИРОВКА ВАЛИКОВ	ОБЪЕМ СТАКАНА	СКОРОСТЬ ВАЛИКОВ
CA2var	180Вт	47кг	327 x 376 x 756 мм	363	Да	0.5 – 5 л	0 – 420 об/мин
CA9var	50Вт	14кг	210 x 250 x 400 мм	190	Нет	0.5 – 1 л	0 – 350 об/мин
CA12var	180Вт	56кг	278 x 376 x 988 мм	595	Да	0.5 – 2.5 л	0 – 420 об/мин