

Ситовый анализатор D450

Новый шейкер с увеличенным объемом загрузки.

- Цифровой дисплей
- Вмещает до 7 сит диаметром 250/300/400 и 450мм + приемный поддон
- Регулируемая амплитуда
- Электромагнитный привод
- Разработан для более тяжелых наполнителей и более масштабных применений
- Уникальная система фиксации обеспечивает быстрое и эффективное закрепление сит
- Пригоден как для сухого, так и для мокрого отсева
- Оснащен таймером на 0 - 99 минут
- Снабжен блоком дистанционного управления



D450 это мощный ситовой анализатор, разработанный для того, чтобы вмещать до 7 сит диаметром 250/300/400 и 450мм + приемный поддон. Шейкеры D450 оснащены уникальной системой фиксации. Она обеспечивает надежное закрепление стека сит без чрезмерного затягивания винтов и позволяет быстро снимать и заменять сита.



D450 приводится в действие при помощи электромагнитного привода, в котором отсутствуют изнашиваемые движущиеся части, что делает его практически не требующим обслуживания и очень тихим в работе. (Это зависит от тестируемого материала)

Технические характеристики

Высота	250 мм (без крепежных стоек)
Диаметр основания	685 мм
Высота крепежных стоек	750 мм
Вес	140 кг
Мощность	480ВА 230В/50Гц