

Ситовый анализатор M100

Уникальный шейкер, созданный специально для сит диаметром 3" и 100мм

- Прост в использовании
- Доступный по цене
- Не требует технического обслуживания
- Бесшумен в работе
- Идеально подходит для лабораторий
- Весит всего 10 кг
- Оснащен таймером на 0 - 60 минут
- Снабжен электромагнитным приводом
- Имеет регулируемую амплитуду встряхиваний
- Оснащен противовибрационными ножками
- Оснащен простой системой фиксации сит

На M100 можно разместить сита диаметром 3" и 100мм и приемный поддон. Его современная конструкция обладает многими особенностями более крупных шейкеров.

Он идеально подходит для лабораторий благодаря малому весу и габаритам. На M100 установлены противовибрационные ножки для обеспечения хорошей устойчивости.

Сертифицирован в соответствии с европейскими правилами безопасности.



Технические характеристики

Габариты	26см x 16см x 32см (общая высота с крепежными стойками)
Вес	10 кг
Мощность	480ВА 230В/50Гц